

Отзыв о работе радиохирургического аппарата "radiSURG2200" (фирма Meyer - Haake - Германия.)

В гинекологическом отделении СДП ГКБ №15 им. О.М. Филатова 3-й год используем в своей работе радиохирургический аппарат "radiSURG2200".

Очень удобен в использовании, т.к находится на транспортной тележке, что делает его мобильным. И что очень важно, аппарат находится в комплектации с аспиратором дыма, который облегчает работу врача и обеспечивает защиту врача от вирусного заражения слизистых!

В своей практике мы давно используем радиохирургию – это атравматичный и мягкий метод «холодного разреза» и коагуляции мягких тканей радиоволной, что минимизирует нагрев ткани в зоне разреза. Какие мы видим преимущества аппарата "radiSURG 2200" :

1. Разрез производится без натяжения ткани и давления. Таким образом достигается максимальная точность разреза, что особенно важно в пластической гинекологии (лабиопластика).
2. Очень хорошее заживление - не было рубцовых осложнений.
3. Радиоволна оказывает стерилизующее действие, и электрод всегда является стерильным;
4. Очень удобные электроды **Bio-Cone** для конизации шейки матки с фиксатором для предохранения от смещения во время процедуры. При этом различные размеры электродов помогают обеспечить индивидуальность лечения и соответственно получить более лучший результат.

Зав. гинекологическим отделением  
СДП ГКБ №15 им. О.М. Филатова  
Маркова С.С.

